

รายละเอียดคุณลักษณะชุดกรองฟองอากาศ

1. เป็นชุดดักฟองอากาศเพื่อแยกฟองอากาศออกจากเลือด ใช้สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ก่อนที่เลือดกลับคืนสู่ผู้ป่วย
2. ลักษณะภายนอกของชุดดักฟองอากาศ เป็นทรงกระบอกแข็งซึ่งทำขึ้นจากสาร Polycarbonate มี Filter ซึ่งทำด้วย Polyester มีช่อง 3 ช่อง แบ่งเป็น
 - 1.1 Blood Port 2 Port เป็นช่องทางเลือดเข้าและออก โดยมีขนาด 3/8 นิ้ว
 - 1.2 Vent Port 1 Port เป็นช่องระบายอากาศ
3. อัตราการไหลเวียนของเลือดที่ผ่านเข้าชุดดักฟองอากาศไม่เกิน 6.5 ลิตร/นาที
4. ใช้ Priming Volume ไม่น้อยกว่า 150 cc.
5. เคยทดลองใช้งานแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ